



Progestar®

Acción:

Dispositivo intravaginal de liberación controlada de progesterona para un (1) uso.

PROGESTAR® es un dispositivo intravaginal utilizado en el control farmacológico del ciclo estral en hembras bovinas.

Composición:

Cada dispositivo de PROGESTAR® para un (1) uso contiene:

Progesterona Base Micronizada (P4)	0,96 g
Aceite de silicona	2,24 g
Silicona inerte (vehículo c.s.p)	16,0 g

Cada pieza de silicona medicada con Progesterona para un (1) uso contiene:

Progesterona Base Micronizada (P4)	0,48 g
Aceite de silicona	1,12 g
Silicona inerte (vehículo c.s.p)	8,0 g

Presentación:

Empaques que contienen 10 dispositivos listos para usar (2 piezas de silicona, varilla y cordón polimérico) y empaques que contienen 20 piezas de silicona (Recarga).



Biogénesis
Bagó